

Genoray Zen-2090 Pro Surgical C-Arm

Genoray Zen-2090 Pro, es la máxima expresión de maniobrabilidad, facilidad de operación, bajo costo de mantención y una imagen de calidad superior.

Equipo líder en el Mercado Coreano con certificación FDA y presencia en el mercado norteamericano, garantizando su uso en procedimientos quirúrgicos.

Características:

Generador

Diseño Compacto Monoblock
2.2 kW high powers out put
Modo Fluoroscopia 40 -110 KV /0.2 – 6 mA
Modo Radiografía 40 -110 KV /20 mA
40kHz generador de alta frecuencia
Capacidad de enfriamiento: 50kHU

Tubo de rayos-X

Diseño del tubo de Rayos-X Ánodo estacionario Compacto
Punto Focal: 0.5 y 1.5 mm

Colimador

Colimador del tipo motorizado

Intensificador de Imagen

Tres-modos 23/15/11 cm (9"/6"/4.5")
Resolución Central Mínima (lp/cm): 52/56/68

Cámara de Video

Cámara CCD
Control de Auto brillo
Memoria de Imágenes 16 cuadros
Píxeles **1004 x 1004**
Doble Monitor TFT - LCD 19"

Zenis Software (opcional)

Interface fácil y amigable
Dicom 3.0
Rotación de Imágenes
Medición y anotación
Base de Datos de Fácil Manejo
Impresora
Controlador disimétrico de área

