



Por fin

“Un sistema de ultrasonido desarrollado por cirujanos para cirujanos.”

*flexFocus 700*



“Es estupendo ver mis comentarios incluidos.”

Receptivo

## Hecho a medida del quirófano

Ultrasonido quirúrgico especializado: ¿quién mejor para decirnos lo que significa que usted? Flex Focus 700 se adapta al quirófano en todos los sentidos: tamaño, movilidad, energía y facilidad de uso.

Colóquelo sobre la torre, el sistema de colocación o el brazo quirúrgico, o utilice el carro táctil para moverlo a su posición. Las ruedas encajan bajo la mesa, para que la consola no moleste.

Por supuesto, incorpora capacidades de Imagen dentro de imagen para que pueda integrarse con otros equipos de imágenes.

## Nunca ha visto nada parecido

Elegante, simple, potente, este es el ultrasonido quirúrgico del futuro, hoy.

Más que un producto de próxima generación o una simple mejora, Flex Focus 700 es un ecógrafo quirúrgico revolucionario.

Lo que el diseño implica en cuanto a función y forma, y lo que su tecnología innovadora implica en cuanto a calidad de imagen es algo nunca visto anteriormente.

*Diseñado para todo el equipo quirúrgico*



## Elección de interfaces intuitivas excepcionales



*Pantalla táctil con una interfaz intuitiva e innovadora*



*Panel de control táctil de última generación*



*Teclado cómodo y sellado*



*Mando a distancia inalámbrico (puede utilizarse en el área estéril)*



“Imágenes de alta resolución,  
un tamaño reducido  
y una gama de transductores excepcional.”

**Impresionante**

## Imagen quirúrgica de primera clase

Gracias a las imágenes laparoscópicas, intraoperatorias y percutáneas, claras y nítidas en un monitor de 19" puede ver con facilidad los detalles necesarios desde cualquier lugar y cualquier ángulo. La imagen de alta resolución es lo suficientemente grande como para que todos en el quirófano la vean.

## Tamaño reducido, fácil de maniobrar

Es ligero, pero sólido y estable. Mueva el sistema donde sea necesario.

## Exhaustiva gama de transductores quirúrgicos


Con los transductores quirúrgicos especializados de BK Medical, la visualización de lesiones, la guía de agujas, la interfaz de tejidos y el flujo sanguíneo son claros y precisos. La exploración biplana simultánea le proporciona mejores oportunidades de diagnóstico.

Nuestros transductores quirúrgicos además se pueden esterilizar.

Los transductores esterilizables implican que no es necesaria la cubierta, lo que supone una mejor calidad de imagen, junto con una protección máxima contra la contaminación.

Por supuesto, contamos con una amplia gama de guías de aguja desechables.

Monitor de 19 pulgadas







“Para un equipo quirúrgico,  
la facilidad de uso lo es todo.”

Práctico

## Interfaz de usuario como le gusta

Cada persona tiene una manera preferida de trabajar, y Flex Focus 700 le ayuda a que sea así.

El ecógrafo tiene todas las características, pero es completamente personalizable, para que los controles no se acumulen en la pantalla. El teclado táctil es la sencillez personalizada.

La configuración intuitiva le ayuda a realizar las tareas en el menor número de pasos. ¿Por qué complicar las cosas? Flex Focus 700 es fácil y sencillo de usar.

## Superficies limpias y sin botones

Las superficies lisas facilitan la limpieza. No hay ranuras ocultas ni trampas de polvo. Diseñado para una limpieza sencilla, porque BK Medical se preocupa por la contaminación cruzada.

## Ultrasonido quirúrgico especializado

Flex Focus 700 está hecho a medida del quirófano:

- interfaces intuitivas
- la mejor calidad de imagen quirúrgica
- tamaño reducido
- maniobrabilidad sencilla
- exhaustiva gama de transductores quirúrgicos
- superficies limpias y sin botones



*Panel de control táctil de última generación. Fácil de utilizar, su diseño único facilita su limpieza. No tiene esquinas afiladas ni botones donde las bacterias puedan acumularse.*









*"Son los detalles los que marcan la diferencia."*

# ***El ultrasonido quirúrgico del futuro, hoy***

# Transductores quirúrgicos especializados

<b>8666</b> Convexo	<b>8809</b> Lineal	<b>8814</b> 2 matrices convexas	<b>8815</b> Convexo	<b>8816</b> Convexo	<b>8824</b> 2 matrices convexas	
						
Intraoperatorio Laparoscópico Punción	Intraoperatorio Musculoquelético Vascular periférico Partes blandas Punción	Intraoperatorio Punción	Intraoperatorio Pediatria Punción	Intraoperatorio Abdominal	Intraoperatorio Punción	
5 -10 MHz	6 -15 MHz	5 -10 MHz	5 -10 MHz	5 -10 MHz	5 -10 MHz	

## Otros transductores compatibles con Flex Focus 700

<b>1850</b> Mecánico	<b>2052</b> Mecánico	<b>8667</b> Convexo	<b>8808/8808e</b> 2 matrices convexas	<b>8848</b> Convexo/lineal	<b>8818</b> 3 matrices convexas	<b>8819</b> Convexo
						
Intraoperatorio Transrectal Punción	Transrectal Transvaginal	Transrectal Punción	Transrectal Punción	Transrectal Transvaginal Punción	Transrectal Transvaginal Punción	Transrectal Transvaginal Fetal Punción
5 -10 MHz	6 -16 MHz	5 -10 MHz	5 -10 MHz	5 -12 MHz	5 -12 MHz	5 -9 MHz

<b>8802</b> Convexo	<b>8670</b> Lineal	<b>8811</b> Lineal	<b>8823</b> Convexo	<b>8827</b> Matriz por fases	<b>8830/8820e</b> Convexo	<b>8870</b> Lineal
						
Abdominal Obstetricia Pediatria Fetal Punción	Musculoquelético Partes blandas Pediatria Vascular periférico Punción	Musculoquelético Vascular periférico Partes blandas Punción	Abdominal Punción	Cardíaco	Obstetricia Fetal Abdominal Punción	Musculoquelético Partes blandas Vascular periférico Punción
3 -6 MHz	5 -12 MHz	5 -12 MHz	2 -6 MHz	2 -4 MHz	2 -6 MHz	6 -18 MHz

### Sede central: EE. UU.

B-K Medical Systems, Inc.  
8 Centennial Drive • Peabody, MA 01960  
Tel: +1 800 876-7226 / +1 978 326-1300  
Fax: +1 978 326-1399  
www.bkmed.com

### Sede central: Europa y el resto del mundo

BK Medical  
Mileparken 34 • DK-2730 Herlev  
Dinamarca  
Tel: +45 4452 8100 • Fax: +45 4452 8199  
www.bkmed.com



*Una filial exclusiva de Analogic Corporation*

B-K Medical Benelux NV  
Generaal de Wittelaan 19/7, 2800 Mechelen,  
Bélgica  
Tel: +32 1528 0600,  
Fax: +32 1529 1025

B-K Medical Medizinische Systeme GmbH  
Pascalkehre 13, 25451 Quickborn,  
Alemania  
Tel: +49 4106 99 55-0  
Fax: +49 4106 99 55-99

B-K Medica S.r.l.  
Via Tulipani 1, 20090 Pieve Emanuele MI,  
Italia  
Tel: +39 02 90 78 13 47  
Fax: +39 02 90 78 19 05

B-K Medical Norge  
Nesbru Senter, Fekjan 7B, 1394 Nesbru,  
Noruega  
Tel: +47 66 77 45 77  
Fax: +47 66 77 45 78

B-K Medical AB  
Mänskärsvägen 9, 141 75 KUNGENS KURVA,  
Suecia  
Tel: +46 8-744 02 11  
Fax: +46 8-744 02 12

B-K Medical (UK)  
11 Grove Park, Waltham Road, White Waltham,  
Berkshire SL6 3LW, Reino Unido  
Tel: +44 1628 825-770  
Fax: +44 1628 826-970