



Por fin

“Un sistema de ultrasonido desarrollado por cirujanos para cirujanos.”

flexFocus 700



“Es estupendo ver mis comentarios incluidos.”

Receptivo

Hecho a medida del quirófano

Ultrasonido quirúrgico especializado: ¿quién mejor para decirnos lo que significa que usted? Flex Focus 700 se adapta al quirófano en todos los sentidos: tamaño, movilidad, energía y facilidad de uso.

Colóquelo sobre la torre, el sistema de colocación o el brazo quirúrgico, o utilice el carro táctil para moverlo a su posición. Las ruedas encajan bajo la mesa, para que la consola no moleste.

Por supuesto, incorpora capacidades de Imagen dentro de imagen para que pueda integrarse con otros equipos de imágenes.

Nunca ha visto nada parecido

Elegante, simple, potente, este es el ultrasonido quirúrgico del futuro, hoy.

Más que un producto de próxima generación o una simple mejora, Flex Focus 700 es un ecógrafo quirúrgico revolucionario.

Lo que el diseño implica en cuanto a función y forma, y lo que su tecnología innovadora implica en cuanto a calidad de imagen es algo nunca visto anteriormente.

Diseñado para todo el equipo quirúrgico



Elección de interfaces intuitivas excepcionales



Pantalla táctil con una interfaz intuitiva e innovadora



Panel de control táctil de última generación



Teclado cómodo y sellado



Mando a distancia inalámbrico (puede utilizarse en el área estéril)



“Imágenes de alta resolución,
un tamaño reducido
y una gama de transductores excepcional.”

Impresionante

Imagen quirúrgica de primera clase

Gracias a las imágenes laparoscópicas, intraoperatorias y percutáneas, claras y nítidas en un monitor de 19" puede ver con facilidad los detalles necesarios desde cualquier lugar y cualquier ángulo. La imagen de alta resolución es lo suficientemente grande como para que todos en el quirófano la vean.

Tamaño reducido, fácil de maniobrar

Es ligero, pero sólido y estable. Mueva el sistema donde sea necesario.

Monitor de 19 pulgadas




Exhaustiva gama de transductores quirúrgicos

Con los transductores quirúrgicos especializados de BK Medical, la visualización de lesiones, la guía de agujas, la interfaz de tejidos y el flujo sanguíneo son claros y precisos. La exploración biplana simultánea le proporciona mejores oportunidades de diagnóstico.

Nuestros transductores quirúrgicos además se pueden esterilizar.

Los transductores esterilizables implican que no es necesaria la cubierta, lo que supone una mejor calidad de imagen, junto con una protección máxima contra la contaminación.

Por supuesto, contamos con una amplia gama de guías de aguja desechables.





“Para un equipo quirúrgico,
la facilidad de uso lo es todo.”

Práctico

Interfaz de usuario como le gusta

Cada persona tiene una manera preferida de trabajar, y Flex Focus 700 le ayuda a que sea así.

El ecógrafo tiene todas las características, pero es completamente personalizable, para que los controles no se acumulen en la pantalla. El teclado táctil es la sencillez personalizada.

La configuración intuitiva le ayuda a realizar las tareas en el menor número de pasos. ¿Por qué complicar las cosas? Flex Focus 700 es fácil y sencillo de usar.

Superficies limpias y sin botones

Las superficies lisas facilitan la limpieza. No hay ranuras ocultas ni trampas de polvo. Diseñado para una limpieza sencilla, porque BK Medical se preocupa por la contaminación cruzada.

Ultrasonido quirúrgico especializado

Flex Focus 700 está hecho a medida del quirófano:

- interfaces intuitivas
- la mejor calidad de imagen quirúrgica
- tamaño reducido
- maniobrabilidad sencilla
- exhaustiva gama de transductores quirúrgicos
- superficies limpias y sin botones



Panel de control táctil de última generación. Fácil de utilizar, su diseño único facilita su limpieza. No tiene esquinas afiladas ni botones donde las bacterias puedan acumularse.










"Son los detalles los que marcan la diferencia."

El ultrasonido quirúrgico del futuro, hoy

Transductores quirúrgicos especializados

8666 Convexo	8809 Lineal	8814 2 matrices convexas	8815 Convexo	8816 Convexo	8824 2 matrices convexas	
						
Intraoperatorio Laparoscópico Punción	Intraoperatorio Musculoesquelético Vascular periférico Partes blandas Punción	Intraoperatorio Punción	Intraoperatorio Pediatria Punción	Intraoperatorio Abdominal	Intraoperatorio Punción	
5 -10 MHz	6 -15 MHz	5 -10 MHz	5 -10 MHz	5 -10 MHz	5 -10 MHz	

Otros transductores compatibles con Flex Focus 700

1850 Mecánico	2052 Mecánico	8667 Convexo	8808/8808e 2 matrices convexas	8848 Convexo/lineal	8818 3 matrices convexas	8819 Convexo
						
Intraoperatorio Transrectal Punción	Transrectal Transvaginal	Transrectal Punción	Transrectal Punción	Transrectal Transvaginal Punción	Transrectal Transvaginal Punción	Transrectal Transvaginal Fetal Punción
5 -10 MHz	6 -16 MHz	5 -10 MHz	5 -10 MHz	5 -12 MHz	5 -12 MHz	5 -9 MHz

8802 Convexo	8670 Lineal	8811 Lineal	8823 Convexo	8827 Matriz por fases	8830/8820e Convexo	8870 Lineal
						
Abdominal Obstetricia Pediatria Fetal Punción	Musculoesquelético Partes blandas Pediatria Vascular periférico Punción	Musculoesquelético Vascular periférico Partes blandas Punción	Abdominal Punción	Cardíaco	Obstetricia Fetal Abdominal Punción	Musculoesquelético Partes blandas Vascular periférico Punción
3 -6 MHz	5 -12 MHz	5 -12 MHz	2 -6 MHz	2 -4 MHz	2 -6 MHz	6 -18 MHz

Sede central: EE. UU.

B-K Medical Systems, Inc.
8 Centennial Drive • Peabody, MA 01960
Tel: +1 800 876-7226 / +1 978 326-1300
Fax: +1 978 326-1399
www.bkmed.com

Sede central: Europa y el resto del mundo

BK Medical
Mileparken 34 • DK-2730 Herlev
Dinamarca
Tel: +45 4452 8100 • Fax: +45 4452 8199
www.bkmed.com



Una filial exclusiva de Analogic Corporation

B-K Medical Benelux NV
Generaal de Wittelaan 19/7, 2800 Mechelen,
Bélgica
Tel: +32 1528 0600,
Fax: +32 1529 1025

B-K Medica S.r.l.
Via Tulipani 1, 20090 Pieve Emanuele MI,
Italia
Tel: +39 02 90 78 13 47
Fax: +39 02 90 78 19 05

B-K Medical AB
Mänskärsvägen 9, 141 75 KUNGENS KURVA,
Suecia
Tel: +46 8-744 02 11
Fax: +46 8-744 02 12

B-K Medical Medizinische Systeme GmbH
Pascalkehe 13, 25451 Quickborn,
Alemania
Tel: +49 4106 99 55-0
Fax: +49 4106 99 55-99

B-K Medical Norge
Nesbru Senter, Fekjan 7B, 1394 Nesbru,
Noruega
Tel: +47 66 77 45 77
Fax: +47 66 77 45 78

B-K Medical (UK)
11 Grove Park, Waltham Road, White Waltham,
Berkshire SL6 3LW, Reino Unido
Tel: +44 1628 825-770
Fax: +44 1628 826-970